

## **Metoclopramid-Test**

### **Prolaktin-Stimulationstest, MCP-Test, Paspertin-Test**

<i>Messgröße(n)</i>	Prolaktin
<i>Material</i>	Je 0,5 ml Serum
<i>Durchführung</i>	- Abnahme von Serum für die basale Prolaktinbestimmung - Gabe von 10 mg (1 Amp.) Metoclopramid i.v. - nach 30 min erneute Serumabnahme
<i>Indikation</i>	Dieser Test wurde früher z.T. in der Differenzialdiagnostik der Hyperprolaktinämie eingesetzt, hat hierfür jedoch keine Bedeutung mehr.  Erfindet heute nur noch Einsatz bei der Abschätzung der Hypophysenfunktion bei V.a. Hypophyseninsuffizienz B: Normal ist Anstieg mindestens auf das 2-5fache des Basalwertes
<i>Hinweise</i>	Die Prolaktinsekretion wird durch Dopamin gehemmt. Der Dopaminantagonist Metoclopramid steigert daher die Freisetzung von Prolaktin